



Paramètre	Technique
Cortisol	ECLIA Compétition
T3	
T4	
Vitamine B12	
Vitamine D	
Estradiol	
AcHBc	
BHCG	ECLIA sandwich
Ferritine	
IgE	
NT-ProBNP	
PCT	
Peptide C	
PTH	
Troponine	
TSH	
ACE Antigène Cardio Embryonnaire	
AFP Alpha 1 foetoprotéine	
CA 15 3 Cancer Antigen 15-3	
CA 19 9 Antigène Carbohydate 19-9	
CA 125 Cancer Antigen 125	
FSH	
LH	
PSA libre (Antigène Spécifique prostate)	
PSA totale	
VIH	
AgHBS	
Ac HBS	
HCV	
Rubéole IgG	
Toxo IgG	
CMV IgG	
CMV IgM	
ToxoIgM,	
HAV IgM	

Sandwich : risque de sous-estimation

Compétition : risque de surestimation

Recommandations Roche : « Chez les patients traités par de fortes doses de biotine (>5mg/jour), il est recommandé d'effectuer le prélèvement de l'échantillon au moins 8 heures après la dernière administration ».

Recommandations ANSM : En cas de test anormal avec suspicion d'interférence liée à la biotine, il convient de contrôler le dosage dans un laboratoire utilisant une autre méthode de dosage ou bien de refaire le test après arrêt du traitement **pendant une semaine**.